

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Spib Para Wb, Elisa - Q01892

Número do item: CM0028206

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SPIB humano, um fator de transcrição envolvido no desenvolvimento de células dendríticas plasmacitoides e na sinalização do receptor de células B. Validado para aplicações de WB e ELISA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPIB pAb de Coelho
Observações/Apelido	SPI-B; SPIB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6689
ID do Gene	6689
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-262 do SPIB humano (NP_003112.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q01892
Peso Proteico	29kDa
Envio	Saco de gelo