

Anticorpo Policlonal Anti-Spice1 Para Western Blot E Elisa - Q8N0Z3

Número do item: CM0029869

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à SPICE1 humana (Proteína associada ao fuso e centríolos 1), validado para Western blotting e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos sobre duplicação de centríolos, formação do fuso mitótico e mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	SPICE1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SPICE; CCDC52; SPICE1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	152185
GeneID	152185
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 da SPICE1 humana (NP_653319.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N0Z3
Peso Molecular da Proteína	96kDa
Transporte	Bolsa de gelo