

Anticorpo Monoclonal Anti-Glicoproteína Spike Para Wb, If/Icc, Elisa - P0Dtc2

Número do item: CM0002102



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante que visa a glicoproteína spike (proteína S) do SARS-CoV-2 para aplicações WB, IF/ICC, ELISA. Detecta uma banda de ~141 kDa. Adequado para estudos de entrada viral e interação com o hospedeiro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SARS-CoV-2 3CLpro Rabbit mAb
Observações/Apelido	Glicoproteína Spike; S; SARS-CoV-2 3CLpro
Espécie	Síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2
GeneID	43740578
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-306 da 3CLpro do coronavírus (YP_009725295.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso da Proteína	141kDa
Envio	Saco de gelo