

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Spin2B Para Wb E Elisa - Q9Bpz2

Número do item: CM0025428



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-SPIN2B (29kDa) validado para WB e ELISA. Detecta SPIN2B humano e reage de forma cruzada com camundongo e rato. SPIN2B é uma proteína nuclear envolvida na regulação do ciclo celular e apoptose, com atividade de ligação a H3K4me3.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPIN2B Rabbit pAb
Observações/Apelido	SPIN-2; TDRD26; SPIN-2B; dj323P24.2; SPIN2_duplicate; SPIN2B
Espécie	Humano
ID do Gene	474343
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-258 do SPIN2B humano (NP_001006682.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BPZ2
Peso Proteico	29kDa
Envio	Bolsa de Gelo