

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Spink1 Para If/Icc, Elisa - P00995

Número do item: CM0014738



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-SPINK1 validado para aplicações de IF/ICC e ELISA. Detecta SPINK1 humano, um inibidor de protease de serina envolvido na função pancreática e biologia reprodutiva. Ideal para uso em IVD e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPINK1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TCP, PCTT, PSTI, TATI, Spink3, SPINK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6690
GeneID	6690
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-79 do SPINK1 humano (NP_003113.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P00995
Peso da Proteína	9kDa
Envio	Saco de gelo