

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Spink5/Lekti Para Wb, Elisa - Q9Nq38

Número do item: CM0002918



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-SPINK5/LEKTI de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com Humano, Camundongo, Rato. Imunogênio recombinante, adequado para pesquisa sobre inibidor de serina protease e função de barreira da pele.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPINK5 / LEKTI Rabbit mAb
Observações/Apelido	NS; NETS; LEKTI; LETKI; VAKTI; SPINK5 / LEKTI
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11005
Imunogênio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do SPINK5/LEKTI humano (Q9NQ38)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NQ38
Peso Proteico	121kDa
Envio	Saco de gelo