


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Spint1 (Hai-1) Para Wb, If/Icc, Elisa - O43278

Número do item: CM0027779



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SPINT1 (HAI-1) humano, um inibidor de protease do tipo Kunitz, validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato; imunógeno recombinante; peso previsto 58 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPINT1 Coelho pAb
Observações/Apelido	HAI; HAI1; MANSC2; SPINT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6692
GeneID	6692
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 234-513 do SPINT1 humano (NP_003701.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43278
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de Gelo