

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Spk (Topk) - Q96Kb5

Número do item: CM0030411



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-SPK (TOPK) para WB, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas e de rato. Detecta uma proteína de 36 kDa; ideal para pesquisas sobre antígeno câncer/testículo e sinalização de quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPK Rabbit pAb
Observações/Alias	SPK; CT84; TOPK; HEL164; Nori-3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55872
GeneID	55872
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-322 da SPK humana (NP_060962.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q96KB5
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo