

Anticorpo Policlonal Anti-Spock3 Para Wb, Elisa - Q9Bq16

Número do item: CM0018160



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SPOCK3 humano (Testican-3) validado para WB, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Para pesquisa de neurogênese e invasão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPOCK3 Coelho pAb
Observações/Apelido	TES-3; TICN3; HSAJ1454; SPOCK3
Espécie	Humano
ID do Gene	50859
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-380 do SPOCK3 humano (NP_001035249.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9BQ16
Peso Proteico	49 kDa
Envio	Bolsa de gelo