


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Spon2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bud6

Número do item: CM0014296



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a SPON2 humano (MINDIN/DIL-1), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece uma proteína secretada da matriz extracelular com funções na adesão celular e imunidade inata. Reage cruzadamente com rato.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Especificação                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | SPON2 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Apelidos | DIL1; DIL-1; MINDIN; M-SPONDIN; SPON2                                                                                     |
| Espécie              | Humano                                                                                                                    |
| ID do Gene (Humano)  | 10417                                                                                                                     |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-150 de SPON2 humano (NP_036577.1) |
| Origem               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação            | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Rato                                                                                                              |
| SWISS                | Q9BUD6                                                                                                                    |
| Peso da Proteína     | 36kDa                                                                                                                     |
| Envio                | Saco de gelo                                                                                                              |