

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Spop Para Wb, Elisa - O43791

Número do item: CM0002452



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado a SPOP humano (O43791). Validado para WB e ELISA; adequado para pesquisa em ubiquitinação, degradação proteassomal, interações hospedeiro-vírus e replicação do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPOP Rabbit mAb
Observações/Apelidos	TEF2; BTBD32; NSDVS1; NSDVS2; NEDMACE; NEDMIDF; SPOP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8405
ID do Gene	8405
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 do SPOP humano (O43791).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O43791
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo