


Anticorpo Policlonal Anti-Sppl2A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tct8

Número do item: CM0016126



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SPPL2A humano (IMP3/PSL2), validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta SPPL2A endógeno em humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa em imunologia e proteases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPPL2A pAb de Coelho
Observações/Apelido	IMP3, PSL2, IMD86, SPPL2A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84888
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 421-520 do SPPL2A humano (NP_116191.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TCT8
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco com gelo