


Anticorpo Policlonal Anti-Spr (Redutase De Sepiapterina) Para Wb, Elisa - P35270

Número do item: CM0017478



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SPR (redutase de sepiapterina) humana, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a biossíntese de tetrahydrobiopterina e pesquisas relacionadas à distonia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPR Rabbit pAb
Observações/Apelido	SDR38C1; SPR
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6697
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-261 do SPR humano (NP_003115.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35270
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo