

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sprr1A Para Wb, If-P, Elisa - P35321

Número do item: CM0019595

introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho SPRR1A (pAb) tem como alvo a Cornifina-A (SPRR1A). Validado para WB, IF-P, ELISA com reatividade cruzada humana, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de diferenciação de queratinócitos, barreira cutânea e envelope cornificado.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPRR1A pAb de Coelho
Observações/Apelido	SPRK; SPRR1A
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	6698
ID do Gene	6698
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-89 da SPRR1A humana (NP_005978.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35321
Peso da Proteína	10kDa
Envio	Saco com gelo