

Anticorpo Policlonais Anti-Sprrr3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubc9

Número do item: CM0015856

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SPRR3 humano, validado para Western blot, imunofluorescência/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de queratinócitos e envelope córneo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	SPRR3 pAb de coelho
Observações/Apelido	SPRR3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6707
GeneID	6707
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-70 da SPRR3 humana (NP_005407.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBC9
Peso Molecular da Proteína	17 kDa
Envio	Bolsa de gelo