


Anticorpo Policlonal Anti-Sprtn De Coelho Para Western Blot E Elisa - Q9H040

Número do item: CM0016549



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à SPRTN humana (DVC1/Spartan), uma metaloprotease dependente de DNA crucial para o reparo de ligações cruzadas DNA-proteína e estabilidade genômica. Validado para Western blot e ELISA; detecta uma proteína de 55 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPRTN pAb de Coelho
Observações/Apelido	DVC1; PRO4323; spartan; C1orf124; SPRTN
Espécie	Humano
ID do Gene	83932
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 da SPRTN humana (NP_001010984.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9H040
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de gelo