

Anti-Spry2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43597

Número do item: CM0023422



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho SPRY2 validado para Western blot (WB), imuno-histoquímica (IHC-P) e ELISA. Reage com humano e camundongo. Adequado para estudar sinalização de FGF, desenvolvimento e ubiquitinação de EGFR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPRY2 pAb Coelho
Observações/Apelido	IGAN3; hSPRY2; SPRY2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10253
GeneID	10253
Imunógeno	Peptídeo sintético [Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do SPRY2 humano (NP_005833.1)]
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O43597
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco com gelo