

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Spry3 Para Wb, Elisa - 043610

Número do item: CM0016484

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SPRY3 humano, validado para WB e ELISA. Detecta o homólogo 3 da proteína sprouty, um antagonista da sinalização MAPK envolvido na neurogênese e organogênese. Adequado para estudos de tecidos cerebrais e cardíacos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPRY3 pAb de Coelho
Observações/Pseudônimo	spry-3; SPRY3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10251
ID do Gene	10251
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200 até ao terminal C do SPRY3 humano (NP_005831.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O43610
Peso Proteico	31kDa
Envio	Saco de gelo