

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sptbn1 Para Wb E Elisa - Q01082

Número do item: CM0026569



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SPTBN1 humano (espectrina beta-II), validado para WB e ELISA. Detecta SPTBN1 humano e de rato, ~275kDa. Ideal para pesquisa de citoesqueleto e membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPTBN1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ELF; SPTB2; DDISBA; HEL102; betaSpII; SPTBN1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6711
ID do Gene	6711
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2100-2200 do SPTBN1 humano (NP_003119.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q01082
Peso da Proteína	275kDa
Envio	Saco de gelo