


Anticorpo Policlonal Anti-Sptlc1 Para Wb, Elisa - 015269

Número do item: CM0028890



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho SPTLC1 validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta SPTLC1 humano, de rato e camundongo. Ideal para pesquisa de biossíntese e metabolismo de esfingolípídios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPTLC1 pAb de Coelho
Observações/Alias	HSN1; LBC1; LCB1; SPT1; SPTI; ALS27; HSN1; SPTLC1
Espécie	Humano
GeneID	10558
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 37-310 do SPTLC1 humano (NP_006406.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15269
Peso Proteico	53kDa
Envio	Em bolsa de gelo