

Anticorpo Policlonal Anti-Spz1 Para Wb E Elisa - Q9Bxg8

Número do item: CM0023611

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SPZ1 humano, validado em WB e ELISA. Reconhece SPZ1 humano e de rato, um fator de transcrição envolvido na espermatogênese. Ideal para pesquisa em biologia reprodutiva e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPZ1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CILD38; NYD-TSP1; PPP1R148; SPZ1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84654
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-430 do SPZ1 humano (NP_115956.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9BXG8
Peso Proteico	49kDa
Envio	Em saco de gelo