

Anticorpo Policlonal Anti-Sqrdl Para Wb, Elisa - Q9Y6N5

Número do item: CM0026197



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SQRDL humano (sulfeto:quinona oxidoreductase), validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de oxidação de sulfeto mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SQRDL pAb de Coelho
Observações/Apelido	SQR; SQRDL; CGI-44; PRO1975
Espécie	Humano
ID do Gene	58472
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante correspondente aos aminoácidos 211-450 do SQRDL humano (NP_067022.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6N5
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco de gelo