


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sqs/Fdft1 Para Wb, Elisa - P37268

Número do item: CM0010313



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a SQS/FDFT1 humana (squaleno sintase). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo do colesterol e biossíntese de lipídios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SQS/FDFT1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	SS; SQS; DGPT; ERG9; SQSD; SQS/FDFT1
Espécie	Humano
GeneID	2222
Imunogênio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 da SQS/FDFT1 humana (P37268)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P37268
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco de gelo