


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sqs/Fdft1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P37268

Número do item: CM0025925



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SQS/FDFT1 humano (Squaleno sintase), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Adequado para estudos de biossíntese de colesterol. Imunógeno: proteína recombinante (aa 1-260).

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | pAb de Coelho SQS/FDFT1                                                                                                       |
| Observações/Apelido | SS; SQS; DGPT; ERG9; SQSD; SQS/FDFT1                                                                                          |
| Espécie             | Humano                                                                                                                        |
| GeneID (Humano)     | 2222                                                                                                                          |
| GeneID              | 2222                                                                                                                          |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do SQS/FDFT1 humano (NP_004453.3). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                        |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                      |
| SWISS               | P37268                                                                                                                        |
| Peso Proteico       | 48kDa                                                                                                                         |
| Envio               | Bolsa de Gelo                                                                                                                 |