

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sqstm1 Para Wb, Elisa - Q64337

Número do item: CM0022823



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SQSTM1/p62. Adequado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta SQSTM1 humano, de camundongo e de rato, com uma banda esperada próximo a 48 kDa. Ideal para estudos de autofagia e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SQSTM1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Osi, p62, A170, STAP, OSF-6, STONE14, SQSTM1
Espécie	Camundongo
ID do Gene	18412 (Camundongo)
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 do SQSTM1 de camundongo (NP_035148.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpo Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q64337
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco de gelo