


Anticorpo Policlonal Anti-Sqstm1/P62 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13501

Número do item: CM0025834



introdução

Anticorpo policlonal Anti-SQSTM1/p62 para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece SQSTM1/p62 humano, de rato e camundongo (48kDa). Ferramenta chave para estudos de autofagia, sinalização de ubiquitina e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SQSTM1/p62 Coelho pAb
Observações/Apelido	p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; SQSTM1/p62
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8878
GeneID	8878
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-440 do SQSTM1/p62 humano (NP_003891.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13501
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de gelo