


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sqstm1/P62 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13501

Número do item: CM0016923



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SQSTM1/p62 humano, validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre autofagia, sinalização da ubiquitina e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | pAb de coelho contra SQSTM1/p62                                          |
| Observações/Apelidos | p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; SQSTM1/p62 |
| Espécie              | Humano                                                                   |
| GeneID (Humano)      | 8878                                                                     |
| GeneID               | 8878                                                                     |
| Imunógeno            | Proteína recombinante                                                    |
| Fonte                | Coelho                                                                   |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                   |
| Aplicação            | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                    |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                 |
| SWISS                | Q13501                                                                   |
| Peso da Proteína     | 48 kDa                                                                   |
| Transporte           | Bolsa de gelo                                                            |