


Anticorpo Policlonal Anti-Sr-B2/LimpII Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14108

Número do item: CM0016245



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra SR-B2/LIMPII humano (LIMPII/LGP85/CD36L2). Validado para WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de receptores lisossômicos e da entrada do enterovírus 71.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SR-B2/LIMPII Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AMRF, EPM4, LGP85, CD36L2, HLGP85, LIMP-2, LIMPII, SR-BII, SR-B2/LIMPII
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	950
GeneID	950
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-380 de SR-B2/LIMPII humano (NP_005497.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14108
Peso da Proteína	54 kDa
Transporte	Bolsa de gelo