

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Sr-Bi Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wtv0

Número do item: CM0002956

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra SR-BI humano (Q8WTV0). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo de lipoproteínas, entrada viral e fagocitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho SR-BI
Observações/Apelido	CLA1; SRB1; CLA-1; SR-BI; CD36L1; HDLCQ6; HDLQTL6
Espécie	Humano
ID do Gene	949
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do SR-BI humano (Q8WTV0)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WTV0
Peso Proteico	61kDa
Envio	Saco de Gelo