

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sr-Bi Para Wb, Elisa - Q8Wtv0

Número do item: CM0017764

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o SR-BI humano (CLA1, CD36L1), validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para investigar a homeostase do colesterol, a entrada do HCV e a biologia dos receptores scavenger.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SR-BI Rabbit pAb
Observações/Apelido	CLA1; SRB1; CLA-1; SR-BI; CD36L1; HDLCQ6; HDLQTL6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	949
GeneID	949
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do SR-BI humano (NP_005496.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WTV0
Peso Proteico	61kDa
Envio	Em bolsa de gelo