

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Repetição De Proteína Sr Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q13247

Número do item: CM0012357



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho reconhece a repetição da proteína SR (SRSF6/SRP55) em humanos, camundongos e ratos. Validado para WB, IHC-P, IP e ELISA. Peso molecular ~40 kDa. Adequado para pesquisa de splicing e estudos de modelos de doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Repetição de Proteína SR
Observações/Apelido	B52; SFRS6; SRP55; HEL-S-91; Repetição de Proteína SR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6431
GeneID	6431
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 da repetição da proteína SR humana (Q13247)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13247
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de Gelo