


Anticorpo Policlonal Anti-Sra1 Para Wb, Elisa - Q9Hd15

Número do item: CM0021393



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-SRA1 para WB e ELISA. Tem como alvo a proteína humana SRA1 (SRAP), um coativador transcricional envolvido na regulação de receptores de esteroides e na tumorigênese. Reage de forma cruzada com humano e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SRA1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SRA; SRAP; STRAA1; pp7684; SRA1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10011
ID do Gene	10011
Imunógeno	Peptídeo Sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da SRA1 humana (NP_001030312.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9HD15
Peso Proteico	24kDa
Envio	Em saco de gelo