


Anti-Src Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - P12931

Número do item: CM0015708



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo o Src humano (c-Src, p60-Src) com reatividade cruzada para camundongo e rato. Validado para WB e ELISA, apoia pesquisas sobre sinalização de tirosina quinase, adesão celular e oncogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Src Rabbit pAb
Observações/Apelido	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Src
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6714
ID do Gene	6714
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 410-536 do Src humano (NP_005408.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12931
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo