

Anticorpo Policlonal Anti-Srd5A1 Para Wb, Elisa - P18405

Número do item: CM0015001

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SRD5A1 humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre sinalização de andrógenos, metabolismo de esteroides e diferenciação sexual.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SRD5A1 pAb Coelho
Observações/Apelido	S5AR 1; SRD5A1
Espécie	Humano
ID do Gene	6715
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do SRD5A1 humano (NP_001038.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P18405
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco com gelo