


Anticorpo Monoclonal Anti-Srd5A2 Para Wb, Elisa - P31213

Número do item: CM0003682



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à SRD5A2, validado para WB e ELISA. Detecta SRD5A2 humana, de rato e de camundongo, uma enzima chave no metabolismo de andrógenos. Adequado para pesquisa em biologia da próstata. P31213.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho SRD5A2
Espécie	Humana
GeneID	6716 (Humano)
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da SRD5A2 humana (P31213).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31213
Peso Proteico	28 kDa
Transporte	Saco de Gelo