

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Srebf1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P36956

Número do item: CM0016375



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra SREBF1 humano (SREBP1), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para o estudo da biossíntese do colesterol, da homeostase lipídica e da regulação metabólica. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SREBF1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HMD, IFAP2, SREBP1, bHLHd1, SREBF1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6720
GeneID	6720
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-310 de SREBF1 humano (NP_004167.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P36956
Peso da proteína	122 kDa
Envio	Bolsa de gelo