


Anti-Srebf2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q12772

Número do item: CM0020421



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SREBF2 humano (SREBP-2), um fator de transcrição mestre da biossíntese de colesterol. Adequado para Western blot, imunofluorescência e ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Para estudos de metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SREBF2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SREBP2; bHLHd2; SREBP-2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6721
ID do Gene	6721
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 401-500 do SREBF2 humano (NP_004590.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q12772
Peso Proteico	124kDa
Envio	Saco de gelo