


Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Srebp2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q12772

Número do item: CM0015831



introdução

Anticorpo Policloal de Coelho anti-SREBP2 direcionado à proteína 2 de ligação ao elemento regulador de esterol humano (Q12772). Adequado para WB, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ferramenta essencial para estudar a biossíntese de colesterol e vias de metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SREBP2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SREBP2; bHLHd2; SREBP-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6721
GeneID	6721
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 155-310 da proteína SREBF2 humana (NP_004590.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12772
Peso da Proteína	124kDa
Transporte	Bolsa de gelo