

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Srf (Mcm1) Para Wb E Elisa - P11831

Número do item: CM0021559



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o SRF humano (fator de resposta sérica), validado para Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Adequado para pesquisas em transcrição e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SRF Rabbit pAb
Observações/Apelido	MCM1; SRF
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6722
GeneID	6722
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do SRF humano (NP_003122.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P11831
Peso da Proteína	52 kDa
Transporte	Bolsa de gelo