

## Anticorpo Policlonale De Coelho Anti-Srfbp1 Para Wb, Elisa - Q8Nef9

Número do item: CM0027341

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SRFBP1 humano, validado para Western blot (WB) e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Ideal para estudos de transcrição gênica cardíaca e processamento de SLC2A4.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | pAb de Coelho anti-SRFBP1                                                                                                 |
| Observações/Alias          | P49; Rib1; BUD22; STRAP; p49/STRAP; SRFBP1                                                                                |
| Espécie                    | Humano                                                                                                                    |
| ID do Gene                 | 153443                                                                                                                    |
| Imunógeno                  | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 de SRFBP1 humano (NP_689759.2) |
| Origem                     | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria                  | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação                  | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada        | Camundongo                                                                                                                |
| SWISS                      | Q8NEF9                                                                                                                    |
| Peso Molecular da Proteína | 49kDa                                                                                                                     |
| Transporte                 | Bolsa de gelo                                                                                                             |