

Anticorpo Policlonal Anti-Srgn Para Wb, Elisa - P10124

Número do item: CM0013596

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SRGN humano, validado para WB e ELISA. Detecta serglicina humana e de rato. Adequado para pesquisa sobre grânulos secretores, função de células imunes e inibição da mineralização óssea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SRGN Coelho pAb
Observações/Alias	PPG; PRG; PRG1; SRGN
Espécie	Humano
GeneID	5552
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-158 do SRGN humano (NP_002718.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P10124
Peso Proteico	18kDa
Envio	Saco de gelo