

Anticorpo Policlonal Anti-Srgn Para Wb, If-P, Elisa - P10124

Número do item: CM0028082

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao SRGN humano (Serglicina). Adequado para WB, IF-P, ELISA; reage cruzadamente com humano e camundongo. Ideal para pesquisas sobre apoptose e grânulos secretores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SRGN Rabbit pAb
Observações/Apelido	PPG; PRG; PRG1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5552
GeneID	5552
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 59-158 do SRGN humano (NP_002718.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P10124
Peso Proteico	18kDa
Envio	