


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sri Para Wb, Ihc-P, Elisa - P30626

Número do item: CM0030718



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra SRI (sorcina), uma proteína de ligação ao cálcio cardíaca. Adequado para WB, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de acoplamento excitação-contração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] SRI pAb de Coelho
Observações/Apelido	SCN; V19; CP22; CP-22; RI
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6717
GeneID	6717
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-198 do SRI humano (NP_003121.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30626
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de gelo