


Anticorpo Policlonal Anti-Srm Para Wb, Elisa - P19623

Número do item: CM0029797



introdução

O SRM Rabbit pAb é um anticorpo policlonal direcionado à espermidina sintase, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de biossíntese de poliaminas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SRM Rabbit pAb
Observações/Apelido	PAPT; SPS1; SPDSY; SRML1; SRM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6723
GeneID	6723
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-302 do SRM humano (NP_003123.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19623
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de Gelo