


## Anticorpo Policlonal Anti-Srp14 Para Wb, Elisa - P37108

Número do item: CM0015595



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SRP14 humano, validado para WB e ELISA. Reconhece o SRP14 humano, de rato e de camundongo, um componente de partícula de reconhecimento de sinal de 15 kDa. Ideal para estudar o trânsito de proteínas para o RE.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | SRP14 pAb de Coelho                                                                               |
| Observações/Apelido | ALURBP; SRP14                                                                                     |
| Espécie             | Humano                                                                                            |
| GeneID              | 6727                                                                                              |
| Imunogénio          | Proteína de fusão recombinante correspondente aos aminoácidos 1-136 do SRP14 humano (NP_003125.3) |
| Fonte               | Coelho                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                            |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                          |
| SWISS               | P37108                                                                                            |
| Peso Proteico       | 15kDa                                                                                             |
| Envio               |                                                                                                   |