


Anticorpo Policlonal Anti-Srp19 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09132

Número do item: CM0030774



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à SRP19, um componente da partícula de reconhecimento de sinal. Validado para WB, IHC-P e ELISA com reatividade em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de tráfego de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SRP19 Rabbit pAb
Observações/Alias	SRP19
Espécie	Humana
ID do Gene	6728
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-144 da SRP19 humana (NP_003126.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09132
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Bolsa de gelo