


Anticorpo Policlonal Anti-Srp54 Para Wb, Elisa - P61011

Número do item: CM0025039



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao SRP54 humano, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo. Ideal para estudar a translocação de proteínas mediada por SRP e o direcionamento para o RE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SRP54 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SCN8; SRP54
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6729
ID do Gene	6729
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 196-455 do SRP54 humano (NP_001139754.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P61011
Peso Proteico	56kDa
Envio	Saco de gelo