

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Srp54 Para Wb, If/Icc, Elisa - P61011

Número do item: CM0006951



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra SRP54 humano (P61011), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. SRP54 é uma subunidade da partícula de reconhecimento de sinal envolvida no direcionamento cotraducional de proteínas para o RE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho SRP54
Observações/Apêndice	SCN8; SRP54
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6729
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-504 do SRP54 humano (P61011).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61011
Peso Proteico	56kDa
Envio	Saco de Gelo