


Anticorpo Policlonal Anti-Srp72 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O76094

Número do item: CM0017139



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SRP72 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar o direcionamento de proteínas mediado por SRP para o RE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SRP72 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BMFF; BMFS1; HEL103; SRP72
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6731
ID do Gene	6731
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 440-544 do SRP72 humano (NP_008878.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O76094
Peso da Proteína	75kDa
Envio	Saco de gelo