


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Srp72 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O76094

Número do item: CM0012720



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra SRP72 humano (O76094). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Ideal para estudar o complexo SRP e o direcionamento para o RE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] Anticorpo Monoclonal de Coelho SRP72
Observações/Apelido	BMFF; BMFS1; HEL103; SRP72
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6731
GeneID	6731
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 440-544 do SRP72 humano (NP_008878.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O76094
Peso Proteico	75kDa
Envio	Saco de Gelo